


ШЕВРОН

Решения для гибкой эндоскопии




Для механической очистки внешних и внутренних поверхностей гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним перед последующей обработкой (дезинфекцией, предстерилизационной очисткой и стерилизацией)

Одноразовые щетки ШЕВРОН



Наборы №1, №2 и №5 состоят из двух щеток:

- Щетка одноразовая с держателем ШЖ10-11 для очистки управляющей головки, труднодоступных внешних поверхностей, портов каналов, клапанов и заглушек эндоскопа
- Комбинированная щетка на гибком стержне различных размеров для очистки внутренних поверхностей канала эндоскопа и других инструментальных каналов

Артикул набора	Артикул щетки	Фото	Диаметр щетины, мм	Длина щетины, мм	Габаритная длина, мм	Диаметр очищаемых каналов, мм	Диаметр проводника, мм
Набор №1 (1Щ)	ШЖ10-11		10	40	110	нет	2
	ЩЦ3-230		3/3	20	2300	2-2,8	1
Набор №2 (2Щ)	ШЖ10-11		10	40	110	нет	2
	ЩЦ5-230Д		5/5	20	2300	2-4,8	1
Набор №5 (5Щ)	ШЖ10-11	10	40	110	нет	2	
	ЩЦ5-230	5/5	20	1200	2-4,8	1	



Наборы №3 и №4 состоят из двух щеток:

- Щетка двухсторонняя Ш5/11-20/30-15Д для очистки труднодоступных внешних поверхностей, оптики, портов каналов эндоскопа
- Комбинированная щетка на гибком стержне различных размеров для очистки внутренних поверхностей канала эндоскопа и других инструментальных каналов

Артикул набора	Артикул щетки	Фото	Диаметр щетины, мм	Длина щетины, мм	Габаритная длина, мм	Диаметр очищаемых каналов, мм	Диаметр проводника, мм
Набор №3 (3Щ)	Ш5/11-20/30-15Д		5/11	20/30	150	нет	3
	ЩЦ3-230		3/3	20	2300	2-2,8	1
Набор №4 (4Щ)	Ш5/11-20/30-15Д		5/11	20/30	150	нет	3
	ЩЦ5-230Д		5/5	20	2300	2-4,8	1

*Наборы поставляются нестерильными, в индивидуальной клинически чистой упаковке

Многоразовая щетка ШЕВРОН

Щетка многоразовая цилиндрическая ШЕВРОН для очистки каналов ЩЦМ5-180

Артикул щетки	Диаметр щетины, мм	Габаритная длина, мм	Диаметр очищаемых каналов, мм	Диаметр проводника, мм
ЩЦМ5-180	2	2000	1,2	0,8

*Поставляется по 1 штуке в индивидуальной клинически чистой упаковке

Производитель: ООО «БОЗОН»

125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1

Тел.: +7 (495) 937 33 97

www.bozon.ru