

Argion / Molar AC

ШТОПФИРУЕМЫЙ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА – ИДЕАЛЕН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТИ ЗУБА

Наличие мелкодисперсных частиц серебра увеличивает не только механическую надежность стеклоиономерных материалов, но и гарантирует им высокие показатели рентгеноконтрастности (до 400 % Al). Аргион и Аргион Моляр АЦ представляют собой два стеклоиономерных материала с содержанием серебра, которые идеально подходят для восстановления культы зуба и изготовления изолирующих прокладок. Аргион Моляр АЦ очень удобен в работе: замешивание материала происходит в практичных капсулах, из тонкой канюли которых Вы можете апплицировать материал в препарированную полость точно и без пузырьков воздуха. Благодаря высокой вязкости данный пломбировочный материал отличается штопфируемой консистенцией, что обеспечивает ему популярность среди стоматологов. Оба материала, Аргион и Аргион Моляр АЦ, отличаются постоянным выделением ионов фтора и хорошей химической адгезией с дентином и зубной эмалью, что, в свою очередь, является одним из важнейших требований к созданию надежных пломб без образования краевых щелей.

Одним из главных преимуществ материала Аргион в варианте для ручного замешивания является тот факт, что он замешивается на воде, что, в свою очередь, исключает риск переокисления, так как все ингредиенты материала находятся в форме порошка, что также значительно упрощает хранение материала.

Преимущества

- Легко штопфируется и моделируется
- Нелипкая консистенция
- Высокие показатели рентгеноконтрастности благодаря наличию мелкодисперсных частиц серебра
- Очень высокая стойкость к абразии, высокие показатели прочности на сжатие и изгиб
- Надежная связь с дентином и зубной эмалью
- Продолжительное выделение ионов фтора



Формы выпуска

Argion (Аргион)

REF 1176 Порошок 15 г с капельной дозировочной бутылкой

Argion Molar AC (Аргион Моляр АЦ)

REF 1476 48 капсул, 3 мл Файнал Варниш ЛЦ